

TISSUE TENDER

ティッシュテNDER

アクリル系軟質リライニング材
承認番号04B第0766号 ニュートップコートつき

SOFT TYPE



アクリル系5大特長

シリコン系軟質リライニング材と比較して、

- 追加修理が自由にできる。
- 粘膜と同様の粘弾性で、より生理的。
- 保険適用……従来の床裏装材として保険が適用。
- 義歯床と同じ材質(アクリル系)のため、剥離が少ない。
- 経済的……1セット(¥14,800)で上下顎総義歯約20床分もあり経済的。

使用上のご注意

本品のみで床を延長した部分や、床辺縁部の研磨面への折り返し部分はプラークが付着しやすく、プラークの石灰化による表面の劣化や硬化につながりますので、リライニングはできるだけ床粘膜面内にとどめるようにしてください。