

コストダウンに 全面協力!

…… 最高品質で市価の約4割安の標準価格 ……

スナップは歯冠色、歯齦色の2種類からなる歯科用超速硬性即時重合レジンで、テンポラリークラウン、義歯の修理等にご使用下さい。

- 実質本位のため従来品に比べ大変お買得です。
- 圧接法、筆積法のいずれにもご使用できます。
- 気泡が少なく面が滑沢です。

■ 色調

アイボリー
No.3 ピンク

スナップ 超速硬性即時重合レジン



スナップ 徳用 モノマー液(300g)

市価の約1/3の価格で大変お買得な即時重合レジンモノマー液です。

アクリル系歯冠用レジン 16200BZZ01505000



亀水化学工業株式会社

大阪府寝屋川市豊里町17-16

TEL 072-826-7720